

Prevent Harmful Licking!

Learn how to use your pet's restrictive device

©2023 ASPCA. All rights reserved.




Snug but not too tight
(room for 2 fingers).

Get the Right Fit



Attach your pet's
collar (or gauze)
to the loops in
the cone.



About 2 inches
from the nose to
edge of the cone.



from Litterboxes



7-10 Days


Keep the cone on at all times
for 7-10 days. Even a little
licking can cause problems.

(Keep cats inside during this time.)


Keep it Clean

Use soap & water. Dry completely
before putting back on ASAP!

(Watch your pet doesn't use this time to lick!)




Elevate Food Bowls




To help with eating.

Match the Product With Your Pet's Needs


(Available at pet supply stores.)



Hard cone



Soft cone



Donut



Onesie

¡Evite que se laman y se hagan daño!

Aprenda cómo usar el cono de restricción para su mascota

©2023 ASPCA. Todos los derechos reservados.




Ajuste, pero no demasiado (espacio para 2 dedos).



Coloque el collar (o gaza) de su mascota en los agujeros del cono.

Elija la talla adecuada



Aproximadamente 2 pulgadas desde la nariz hasta el extremo del cono.



Quite las tapas de las cajas de arena



7-10 días


Mantenga el cono puesto en todo momento de 7-10 días. Incluso un ligero lamido puede causar problemas.

(Mantenga a los gatos dentro en este periodo.)


Manténgalo limpio

Use agua y jabón. ¡Seque por completo antes de volver a ponerlo de inmediato!

(¡Evite que su mascota aproveche este momento para lamerse!)




Eleve los tazones de alimento




Para ayudarlo a comer.

Adapte el producto a las necesidades de su mascota


(Disponible en tiendas de mascotas.)



Cono rígido



Cono suave



Dona



Ropa para mascota